

CRONO Super PID

Pompe à perfusion ambulatoire

INSTRUCTIONS RAPIDES



Touches temporisées l'action doit se prolonger pendant quelques secondes avant que la commande ne soit exécutée.

Le résumé des présentes instructions ne se substitue pas à la nécessité de lire les informations données dans ce manuel et ne représente qu'une synthèse rapide des fonctions du dispositif.

	TOUCHES	MISE EN PLACE DE LA BATTERIE	ÉCRAN
		• Test d'autodiagnostic • Positionnement automatique du pousseur • Arrêt automatique	

	TOUCHES	PROGRAMMATION	ÉCRAN
POMPE SUR OFF	1^{ère} pression 2^e pression 3^e pression 4^e pression /	Conditions nécessaires pour la programmation: - Pompe éteinte - Début d'une nouvelle perfusion - Clavier déverrouillé. • Réglage de la durée de perfusion • Sélection du type de réservoir (10 ml / 20 ml) • Sélection du signal sonore de fin de perfusion • Programmation volume partiel • Diminution / augmentation des paramètres précédents	
	RETOUR ANTICIPÉ DU POUSSEUR / NOMBRE DE PERFUSIONS		
	et pression simultanée appuyer pendant 4 secondes	• Interruption de la perfusion en cours avec retour anticipé du pousseur en position de début de perfusion • Nombre de perfusions pratiquées (PC: Partial Counter - Compteur partiel)	

	TOUCHES	MISE EN MARCHÉ	ÉCRAN
POMPE SUR ON		• Mise en marche de la pompe	20 OFF
		• Phase d'amorçage	Pr
		• Début de perfusion	20 4.00
	PRIME		
	 maintenir enfoncé	• Distribution de la dose d'amorçage (1,5 ml max)	Pr P 0.54
	 et  pression simultanée	• Arrêt de la pompe	Pr 20 OFF
	PROGRAMMATION		
		• Durée de la perfusion	20 30'
	 / 	• Accès au réglage de la durée de perfusion	30' t v PROG
	 /  diminution / augmentation du temps	- de 15 min à 1 h par pas de 5 min (réservoir de 10 ml) - de 30 min à 1 h par pas de 5 min (réservoir de 20 ml) - de 1 h à 99 h par pas de 15 minutes (les deux réservoirs)	20 30' 20 3.45
	ARRÊT		
	 et  pression simultanée	• Arrêt de la pompe	20 OFF 20 Stop

	TOUCHES	FIN DE LA PERFUSION	ÉCRAN
FIN DE LA PERFUSION		• Fin de la perfusion	End
		• Retour automatique du pousseur en début de perfusion	t---
		• Arrêt automatique	20 OFF

Distribué par:

Pentaferte France SAS

3, rue des Entrepreneurs ZAC de l'Ambrésis 77270 Villeparisis

Tel: 01-64-67-08-63 Fax: 01-64-67-13-61

contact@pentaferte-france.com



CANÈ S.p.A. Medical Technology

Via Cuornè 42/a 10098 Rivoli (TO) Italy

Tel.+39 011 9574872 - Fax +39 011 9598880

www.canespa.it E-mail: mailbox@canespa.it