


NOTICE D'UTILISATION ABRÉGÉE

HILOTHERM®


Mise en service de l'appareil thérapeutique HILOTHERM *Homecare*
Consignes de sécurité, remplissage, démarrage
Branchement et débranchement des manchons et flexibles, démarrage

1. Contrôle des pièces et première mise en service




Vérifier l'intégrité de toutes les pièces (appareil, manchons, flexibles).

Ajouter env. 250 ml d'eau distillée. Fermer l'ouverture de remplissage avec un bouchon.



2. Démarrer l'appareil, brancher les flexibles et manchons



1. Brancher les flexibles avec le manchon en place.
2. Brancher la prise secteur, démarrer l'interrupteur principal à l'arrière de l'appareil.
3. Régler la température.



Brancher les douilles dans les raccords sur un côté. Peu importe celui qui se branche à l'avant ou à l'arrière. Les raccords doivent s'encliqueter.




Brancher le câble secteur et démarrer l'appareil.



Sélectionner la température de consigne souhaitée à l'aide des touches fléchées sous les symboles + et -.

3. Démarrer et arrêter l'utilisation



1. Démarrer/arrêter le fonctionnement, remplir/vider les manchons.
2. Arrêter l'utilisation. Débrancher les flexibles.



Pour démarrer l'utilisation et pour remplir les manchons, appuyer sur la touche située sous START. Pour arrêter le fonctionnement, appuyer sur la touche située sous STOP.

1 seconde
>> ECO Mode
> petites manchons

1 seconde
>> POWER Mode
> gros manchons



Après avoir appuyé sur la touche STOP, les flexibles peuvent être débranchés. Enfoncer à cet effet l'anneau du raccord, la douille se détache alors du raccord.

Attention : Lors du débranchement des flexibles, de l'eau peut sortir des manchons jetables. Le flexible doit uniquement être débranché lorsque l'appareil est à l'arrêt.

4. Caractéristiques techniques

Hilotherm GmbH Wittumweg 38 D-88260 Argenbühl-Eisenharz Tel. +49(0)7566/91199 I151-16	Voltage: 230 V AC Frequenz: 50 Hz Power: 155 VA REF 00100010
SN P 1026917	Typ: Hilotherm HTP1
	2017 IP21 CE 0123

OSTEOMED®
FRANCE

39, rue Colette - Château d'Epluches
95310 Saint Ouen l'Aumône
T-01 34 32 16 90 F.01 34 32 16 10