

Mise en route

1.  Mettre la pompe en marche - appuyer sur la touche pendant plusieurs secondes
2.  Purge de la tubulure: maintenir la touche appuyée
3.  Sélectionner le débit
4.  Programmer le volume à délivrer si nécessaire (appuyer sur les deux touches simultanément)
5.  Démarrage/arrêt de la nutrition

Autres touches



Affichage des informations

- Σ Volume de nutriment délivré
- Σ - Volume restant
- Remise à Zéro du volume (Maintenir appuyé pendant 3 secondes)



Verrouillage clavier



Réglage du niveau sonore
Silence alarme



Remise à Zéro, appuyer sur les deux touches simultanément

Item number 7345761 / Vial 200755-5

APPLIX[®] SMART



Pompe de Nutrition Entérale - Notice condensée

Insérer la tubulure

- Déverrouiller et ouvrir la porte en utilisant le levier
- Insérer le clamp de sécurité avec la flèche orientée vers le bas.
- Insérer la tubulure dans le guide inférieur sans la tendre
- Fermer la porte énergiquement



Fabriqué par :

Fresenius Kabi AG
D-61346 Bad Homburg



Alarmes

Pour plus de détails, voir chapitre 'Alarmes' du mode d'emploi.

Alarme	Symbole	Action	Alarme	Symbole	Action
Batterie déchargée		- Fonctionnement sur batterie recharger la batterie - Fonctionnement sur secteur voir le mode d'emploi	Défaut tubulure		- Utiliser les tubulures Applix recommandées - Insérer correctement la tubulure
Volume cible atteint		- Fin de la nutrition ou reprise de la nutrition	Porte de la pompe ouverte		- Fermer la porte
Tubulure vide		- Redémarrer la nutrition - Fin de la nutrition et rincer la sonde - Purger la tubulure	Le mécanisme de pompage est bloqué		- Informer le technicien ou le Service Après Vente
Obturation		- Vérifier que la tubulure n'est pas coudée - Vérifier que la sonde n'est pas obstruée. Rincer la sonde si nécessaire.	Défaut technique		- Informer le technicien ou le Service Après Vente
			Rappel (Signal sonore se répétant toutes les minutes)		- Redémarrer la nutrition ou arrêter complètement la pompe

Arrêter l'alarme en utilisant la touche "START/STOP".
Supprimer la cause de l'alarme. Redémarrer la nutrition en utilisant la touche "START/STOP".

Pour des renseignements techniques
appeler le: 04 76 67 10 04